

MC MEDICA

{yogallery src=[/images/stories/prod/medica]}

Pensando no conforto dos profissionais, nós da Carceroni não estamos medindo esforços para produzir equipamentos de alta confiabilidade, durabilidade e designer moderno, que possibilitem ao fisioterapeuta desfrutar de todos os recursos que sua técnica manual exige, proporcionando-lhe o melhor desempenho da sua habilidade e também oferecendo ao paciente todo o conforto durante o seu tratamento.

A maca elevadora ou divã elétrico motorizado surgiu da necessidade diária de posicionar o paciente em diversas alturas, para a sua avaliação e tratamento fisioterápico. Surgiu também das dificuldades que os pacientes apresentaram ao ter acesso à mesa de exame, fazendo uso da escadinha que, na maioria das vezes, é muito instável e insegura.

{tab=MC MEDICA}

A maca elevadora ou divã elétrico motorizado tem sua indicação para diversas especialidades médicas:

- •Ortopedia e traumatologia.
- •Medicina Esportiva.
- •Geriatría.
- •Reumatologia.
- •Clínica Médica.
- •Medicina Estética.
- •Dermatologia.
- •Pediatria.
- •Dentre tantas outras especialidades médicas.

{tab=Características}

A MC Médica é firme e resistente. Sua estrutura metálica é toda construída em aço carbono e seu acabamento é feito em pintura eletrostática seguindo o mais rigoroso padrão de qualidade, conferindo beleza e resistência a impactos.

O estofamento é constituído em material anti-mofo, o mesmo utilizado em embarcações náuticas e a espuma utilizada é de densidade D60.

O tampo é construído em MDF possuindo sistema desenvolvido pela Carceroni que os parafusos não soltam, portanto permite que a maca possa ser transportada pelo tampo.

ÁREA FÍSICA:

A área física mínima necessária de ocupação da maca é de 2,26m x 1,40m

CONTROLES:

O controle tanto de subida e descida é acionado através do controle manual, caso você tenha optado por pedal (opção que deverá ser feita na aquisição do equipamento).

CARGA:

A sua maca elétrica suporta 150 kg de peso na base principal, porém suas extremidades. Não!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação: 110 ou 220 VAC – 60 Hz.
- Motor 24 VAC.
- Força: 6000N (Empurrando a carga)
- Força máxima 10.000N (Empurrando a carga)
- Velocidade: 8,2 mm/s sem carga e 4,0mm/s com carga
- Proteção: IP 54
- Ciclo de trabalho: 10% ou 6min./hora em uso contínuo
- Temperatura ambiente: +5Ú a +40ÚC
- Carga Máx. 150 kg.
- Peso com embalagem: 70 kg.
- Dimensões embalagem: 72 X 70 X 185 cm.

•Consumo: 7 A

•Ruído: Abaixo de 40db

{tab=Acessórios}

AQUECIMENTO:

Sua maca poderá vir dotada com um sistema de aquecimento, evitando que seu paciente sinta um desconforto com o contato inicial com a superfície sintética do estofamento.

RODÍZIOS:

Sistema desenvolvido pela Carceroni, justamente para atender aos profissionais que possuem um espaço reduzido em seu consultório, permitindo que após ou durante as sessões a maca possa ser deslocada para qualquer local deixando o espaço mais amplo para melhor desenvolvimento de sua técnica.

CANALETA PARA PROTEÇÃO DOS FIOS:

Para ser fixado ao chão do consultório ou local onde a instalação da maca foi feita. Portanto evitando que os fios possam ser motivos de acidentes tanto para o terapeuta como para o seu paciente.

CAPA OU LENÇOL DE PROTEÇÃO (TNT):

Constituído em TNT e elástano nas extremidades servindo de proteção e de higienização para sua maca, conferindo beleza e praticidade. CORES: (Branco, Bege, Azul claro e Verde Claro).

PEDAIS DE CONTROLE:

Durante a aquisição você fará a opção por controlador manual ou por pedais. Esta opção terá um custo extra. Sendo que a maca vem com controle manual já instalado e sua troca por controlador por pedais.

ATUADOR COM NOBREAK:

Ao adquirir sua maca elétrica ou divã elétrico motorizado você poderá fazer a opção em adquirir este sistema que poderá lhe auxiliar durante a falta de energia elétrica.

MOCHO ERGONÔMICO:

Desenvolvido pela Carceroni com acento em fibra de vidro, leve, resistente em espuma D 60, revestimento anti-mofo, o mesmo utilizado em embarcações náuticas, base regulável a gás. É muito confortável! Permite ao terapeuta uma posição confortável durante um prolongado período em que esteja realizando um procedimento. Excelente acessório, quando

necessitamos de atender o paciente na posição sentada, permite que o dorso fique livre do encosto da maioria das cadeiras. O Mocho Ergonômico posiciona a pelve corretamente em neutro, evitando que ela possa entrar em anteversão ou em retroversão.

PASTA PARA LIMPEZA:

Ao adquirir a maca elétrica vem acompanhada de uma pasta especial desenvolvida por químico contratado pela Carceroni, para conservação do estofamento. Utilize a pasta de limpeza apenas com um pano umedecido em água isso proporcionará uma maior duração do material de revestimento. Capa ou lençóis de proteção em TNT poderão ser adquiridos.

MANUTENÇÃO:

Não abra o compartimento dos motores ou qualquer outra parte da sua maca, pois não existem partes reparáveis pelo usuário. Isto sempre deve ser feito por técnicos especializados, devidamente credenciados.

{tab=Garantia}

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Este equipamento é garantido pela Carceroni Produtos Médicos e Fisioterápicos Ltda., por um período estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

1º - A Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste equipamento a garantia de 1095 dias (90 dias legais mais 1005 adicionais) no equipamento mecânico. CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, que passa a fazer parte deste certificado

2º - NOTA IMPORTANTE: O atuador, a caixa de comando e seu controlador. São garantidos pelo fabricante, por tempo determinado pela lei de 365 dias. Esta garantia é vinculada a nota fiscal emitida pela Carceroni Produtos Médicos Fisioterápicos Ltda. Fica também excluída da garantia os acessórios que acompanham o aparelho e o seu material de revestimento (Estofamento)

3º - Este Equipamento perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de operação.
- O equipamento for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada.
- O equipamento for ligado à fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de operação e/ou equipamento.

4º - Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de operação do equipamento, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agente da natureza e acidente.

5º - Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso do equipamento em serviços que não se destina regular ou em desacordo com o uso recomendado.

6º - As despesas de transporte do equipamento e/ ou do técnico autorizado correm por conta do Senhor consumidor requerente do serviço.

7º - Caso o defeito constatado seja de responsabilidade do fabricante, teremos 90 (noventa) dias úteis para reposição do produto em questão

{/tabs}